# Báo Cáo Thí Nghiệm Vật Lí I Bài Số 6

# XÁC ĐỊNH TỈ SỐ NHIỆT DUNG PHÂN TỬ Cp/Cv CỦA KHÔNG KHÍ

### 1. Mục đích thí nghiệm:

Xác định tỉ số nhiệt dung phân tử Cp/Cv của không khí.

## 2. Cơ sở lí thuyết:

a. Nhiệt dung đẳng tích Cv và nhiệt dung đẳng áp Cp:

Khi truyền cho khối khí có khối lượng m, một nhiệt lượng  $\delta Q$ , thì nhiệt độ của khối khí sẽ tăng lên một lượng là dT.

Nhiệt lượng cần truyền cho 1kg chất khí đó để nhiệt độ của nó tăng thêm 1 độ là nhiệt dung riêng c, là đại lượng đo bằng lượng:

$$c = \frac{\delta Q}{m. dT} \left( \frac{J}{kg} . K \right) \tag{1}$$

Nếu μ là khối lượng của 1 mol chất khí thì nhiệt dung riêng phân tử C của chất khí là:

$$C = c. \mu (J/kmol/K)$$
 (2)

Ta lại có: 
$$dU = \delta Q + \delta A$$
 (3)

Với  $\delta A = -PdV$  là công cho trong phương trình cân bằng:

$$\delta Q = dU + PdV \tag{3'}$$

Từ (1) (2) và (3') ta suy ra: 
$$C = \frac{\mu}{m} \left( \frac{dU}{dT} + \frac{PdV}{dT} \right)$$
 (4)

 $\vec{\text{Dang}}$  tích: V = const thi  $\delta A = -PdV = 0$ 

$$=> Cv = \frac{dV}{dT} \tag{5}$$

 $\overrightarrow{\text{Dang}}$  áp: P = const th ta có:

$$PdV + VdP = RdT (6)$$

$$=> Cp = \frac{dV}{dT} + R = Cv + R \tag{7}$$

Từ (5) và (7) ta suy ra:  $\frac{Cp}{cv} > 1$ 

### 2. Quá trình đoạn nhiệt và hệ số Poisson:

Là quá trình biến đổi mà hệ không trao đổi nhiệt độ với bên ngoài,  $dU = \delta A$  kết hợp với (5) ta có:


$$-PdV = CvdT (8)$$

Lấy (6) chia cho (8) và sử dụng (7), ta có:

$$1 + \frac{V}{P} \frac{dP}{dV} = -\frac{Cp - Cv}{Cv} = 1 - \frac{Cp}{Cv}$$
$$= > \frac{dP}{P} = -\gamma \frac{dV}{V}$$
(9)

Với 
$$\gamma = \frac{cp}{cv}$$
 là hệ số Poisson (10)

#### 3. Phương pháp thực nghiệm:




Hình 1 Minh họa bộ dụng cụ

Nối thông bình A với bơm B

Sau khi khóa van nối với B:  $P_1 = H_0 + H$  (mmH2O) với Ho là áp suất khí quyển, H là độ chệch lệch cột nước áp kế. Cho tới khi  $P_2 = H_0$ , thì đóng đường thông khí giữa A và không khí bên ngoài. Quá trình này được coi gần đúng là quá trình giãn nở đoạn nhiệt.

Khi đạt trạng thái cân bằng mới thì bình A có áp suất:  $P_3 = H_0 + h < P1$  (mmH2O)

#### BÁCH KHOA ĐẠI CƯƠNG MÔN PHÁI – HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM VLDC1



Hình 2: Giản đồ biều diễn quá trình biến đổi trạng thái của khối khí m trong bình A

Ta có:  $P_1$ .  $V_1^{\gamma} = P_2$ .  $V_2^{\gamma}$ 

Khi 
$$P_3 = H_0 + h$$
,  $V_2 = V_0$ ,  $T_3 = T_1 => P_1.V_1 = P_3.V_3$ 

Lại có h và H << Ho nên:  $\gamma = \frac{H}{H-h}$ 

## 4. Trình tự thí nghiệm:

<u>Bước 1</u>: Dùng quả bóp cao su B để bơm không khí vào bình cho tới khi độ chênh lệch 2 cột nước H trên áp kế đạt giá trị từ 250mmH2O đến 300mmH2O thì ngừng lại.

<u>Bước 2</u>: Chờ vài phút để nhiệt độ khối khí trong bình cân bằng với nhiệt độ khí quyển, đọc và ghi vào bảng số liệu giá trị H, là độ chênh lệch độ cao giữa  $L_1$  và  $L_2$ .

<u>Bước 3</u>: Mở van thông khí bình A với khí quyển cho khí phụt ra. Quan sát mức nước của 2 cột áp kế giáo nhau đồng thời nghe dứt tiếng "xì" của khí phụt ra thì đóng nhanh van

<u>Bước 4</u>: Chờ để nhiệt độ khối khí trong bình cân bằng với nhiệt độ khí quyển, ghi lại các độ cao L1 và L2 của 2 cột nước trên áp kế vào bảng số liệu. Thực hiện quy trình đo từ bước 1 đến bước 4 thêm 9 lần. Ghi lại kết quả đo vào bảng số liệu.

# BÁCH KHOA ĐẠI CƯƠNG MÔN PHÁI – HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM VLDC1

# BẢNG SỐ LIỆU

Độ chênh lệch áp suất:  $H = L_1 - L_2$ 

Độ chính xác của áp kế M

Lần đo	L <sub>1</sub> (mmH2O)	L₂(mmH2O)	$H = L_1 - L_2$	ΔH (mmH2O)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Trung bình				

BÁCH KHOA ĐẠI CƯƠNG MÔN PHÁI – HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM VLDC1